


El Test de sensibilidad al contraste Pelli Robson, es el más reconocido en el mundo, determina el contraste requerido para leer letras de un tamaño fijo. El contraste varía mientras el tamaño de las letras permanece constante.

Incluye dos láminas.



No Olvide:

El Equipo de Iluminación de tests de visión necesario para la correcta realización de la prueba ya que con él conseguirá activando un simple botón realizar el test en condiciones de Visión Fotópica (con elevado valor de iluminación) y, por otra parte, en condiciones de Visión Mesópica (con bajo nivel de iluminación).

No se deje engañar por falsificaciones que solo son fotocopias del original, no cumplen la normativa de Producto Sanitario 93/42/CEE, son ilegales, no se pueden calibrar y se deben pagar con un IVA del 21%.

Deje de correr riesgos e inquietudes por las sanciones que pueden generar estas irregularidades, esté tranquilo ante Inspecciones de Hacienda, Tráfico o Sanidad.

Confíe solo en Productos de CALIDAD **ASDE™**